

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Symmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Per Western Blot, Ihc E If/Icc

Numero articolo: CM0000288



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8 validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Rileva una banda a 16kDa; adatto per la ricerca sulle modificazioni istoniche e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico simmetricamente dimetilato intorno a R8 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio