


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Symmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000372



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la dimetilazione simmetrica in R8 dell'istone H3 umano (UniProt Q16695/P68431). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Specie	Umano
GenelD (umano)	H3
GenelD	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico dimetilato simmetricamente intorno a R8 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio