


Anticorpo Policlonale Coniglio Per Simmetrica Dimetil-Istone H4-R3 (P62805) Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000302



introduzione

pAb coniglio per Simmetrica DiMetil-Istone H4-R3 (P62805) validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la dimetilazione simmetrica all'Arg3 dell'Istone H4. Reagisce con essere umano, topo, ratto e una vasta gamma di specie è prevista. Ideale per la ricerca epigenetica e l'analisi delle modificazioni istoniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Simmetrica DiMetil-Istone H4-R3
Annotazioni / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Simmetrica DiMetil-Istone H4-R3
Specie	Umana
Simbolo genico (Uomo)	H4
ID genico	8359
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Istone H4 umana (NP_003529.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (vasta gamma prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio