


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Simmetrica Dimetil-Istone H4-R3 (P62805) Per La Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000251



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la Simmetrica dimetil-Istone H4 all'Arg3 (P62805). Validato per Western blotting, IF/ICC, dot blot e ELISA. Ha reattività crociata con l'istone H4 umano e di ratto. Ideale per lo studio del codone istonico e dei meccanismi di regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio Simmetrica DiMetil-Istone H4-R3
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8359
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'Istone H4 umano (NP_003539.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio