

Mab Di Coniglio Anti-Sinaptofisina Per Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - P08247

Numero articolo: CM0007978

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-sinaptofisina (clone non specificato), validato per WB, IP, IF, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Rileva la proteina p38 delle vescicole sinaptiche (~34 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Sinaptofisina
Note/alias	SYP; SYN; MRX96
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6855
GeneID	6855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 224-313 della sinaptofisina umana (NP_003170.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08247
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio