

Anticorpo Monoclonale Coniglio Syntaxin 4 - Q12846

Numero articolo: CM0006231

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Syntaxin 4 di alta qualità per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del traffico vescicolare mediato da SNARE e del trasporto del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Syntaxin 4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6810
GenelD	6810
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 della Syntaxin 4 umana (NP_004595.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12846
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio