


Anticorpo Policlonale Coniglio Syvn1 Per Wb, Elisa - Q86Tm6

Numero articolo: CM0025244



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting su SYVN1 umano (HRD1), una ligasi E3 ubiquitina coinvolta nell'ERAD. Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con il mouse. Utile per lo studio dello stress ER, dell'apoptosi e delle vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYVN1 pAb coniglio
Note/Alias	DER3; HRD1; SYVN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84447
GeneID	84447
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 500-600 di SYVN1 umano (NP_757385.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q86TM6
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio