

Mab Di Coniglio Anti-T-Bet/Tbx21 Per Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - Q9UI17

Numero articolo: CM0004604

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro T-bet/Tbx21 umano (TBX21; T-PET; T-bet) per WB, IHC-P, FC (intra), ELISA. Ideale per la ricerca sul lignaggio delle cellule Th1 e sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-T-bet/Tbx21
Note/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30009
GeneID	30009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-535 di T-bet/Tbx21 umano (NP_037483.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio