

Tab1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

Numero articolo: CM0004309



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TAB1 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva TAB1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAB1 Rabbit mAb
Note/Alias	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Specie	Umano
Gene ID	10454
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 405-504 di TAB1 umano (Q15750).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15750
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio