

Anticorpo Monoclonale Coniglio Taf15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Numero articolo: CM0011523



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TAF15 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla trascrizione e sulle proteine leganti l'RNA. SWISS: Q92804.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAF15 mAb Coniglio
Note/Alias	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFI168, TAF15
Specie	Umano
GeneID	8148
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92804
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio