


Anticorpo Policlonale Coniglio Taf9 Per Wb Ed Elisa - Q16594

Numero articolo: CM0027665



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TAF9 umano (subunità TFIID). Reagisce con umano e topo. Adatto per WB ed ELISA. Ideale per studi sull'inizio della trascrizione e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAF9 Rabbit pAb
Note/Alias	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
Specie	Umano
GeneID (umano)	6880
GeneID	6880
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q16594
Peso Molecolare Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio