

Tarbp2 Coniglio Pab Per Wb - Q15633

Numero articolo: CM0027388



introduzione

Anticorpo Policlonale TARBP2 Coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce TARBP2 umano e murino, una subunità del complesso di caricamento RISC cruciale per la processazione dei miRNA e il silenziamento dell'RNA. Adatto per studi di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TARBP2 Coniglio pAb
Note/Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6895
GeneID	6895
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-366 di TARBP2 umano (NP_599150.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15633
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio