

Anticorpo Policlonale Coniglio Tbca Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075347

Numero articolo: CM0015719



introduzione

pAb coniglio TBCA validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con TBCA umano, murino e ratto (cofattore A di ripiegamento della tubulina), una chaperone di 13 kDa essenziale per l'assemblaggio della tubulina e l'integrità del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TBCA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TBCA
Specie	Umano
GeneID (umano)	6902
GeneID	6902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-108 della TBCA umana (NP_004598.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075347
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio