

Tbx2 Rabbit Pab - Q13207

Numero articolo: CM0015263

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TBX2 adatto per Western blot ed ELISA. Rileva TBX2 umano, murino e di ratto, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo e nella transizione epitelio-mesenchimale (EMT). Utile per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TBX2 Rabbit pAb
Note/Alias	VETD; TBX2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6909
GeneID	6909
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 604-712 di TBX2 umano (NP_005985.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13207
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico