

Tceb2 Rabbit Pab - Q15370

Numero articolo: CM0025131



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCEB2/Elongin-B umano. Adatto per WB, IP, ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Ideale per la ricerca sull'allungamento della trascrizione e sulle ligasi ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCEB2 Rabbit pAb
Note/Alias	SIII; TCEB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6923
GeneID	6923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di TCEB2 umano (NP_009039.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15370
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio