

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tchh Per Wb Ed Elisa - Q07283

Numero articolo: CM0022787

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TCHH validato per WB ed ELISA. Rileva la Tricoyalina umana e murina, una proteina associata ai filamenti intermedi di 254 kDa fondamentale per la guaina radicolare interna del follicolo pilifero e per la differenziazione epidermica. Ottimale per studi di dermatologia e cheratinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-TCHH
Note/Alias	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7062
GeneID	7062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 della TCHH umana (NP_009044.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q07283
Peso proteico	254 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio