


Anticorpo Monoclonale Coniglio Tet3 Per Wb Ed Elisa - Q8Bg87

Numero articolo: CM0004191



introduzione

CamelBio offre l'Anticorpo Monoclonale Coniglio TET3 validato per WB ed ELISA nel topo. Studia la riprogrammazione epigenetica e la demetilazione del DNA nello sviluppo embrionale precoce - Q8BG87.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TET3 mAb Coniglio
Note/Alias	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	200424
GeneID	194388
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di TET3 di topo (Q8BG87)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8BG87
Peso Proteico	195kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio