

## Anticorpo Policlonale Tet3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 043151

Numero articolo: CM0027000



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio sollevato contro TET3 ricombinante umano (aa 1551-1650). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca in biologia epigenetica e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TET3 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Annotazioni / Alias | BEFAHRS; hCG_40738; TET3                                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                               |
| GeneID (Uomo)       | 200424                                                                                                                             |
| GeneID              | 200424                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1551-1650 di TET3 umano (NP_001274420.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | 043151                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 194 kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                                  |