


Anticorpo Monoclonale Coniglio Tff1/Ps2 Per Wb, Ip, If-P, Elisa - P04155

Numero articolo: CM0006823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia il TFF1/pS2 (fattore trifoglio 1) umano, validato per WB, IP, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca gastroenterologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio TFF1/pS2
Annotazioni/Alias	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7031
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 25-84 del TFF1/pS2 umano. (NP_003216.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P04155
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio