

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tfpi Per Wb, Elisa - P10646

Numero articolo: CM0023491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TFPI di alta qualità, validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglio: inibitore della via del fattore tissutale coinvolto nella coagulazione del sangue. Ideale per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-TFPI
Note/Alias	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7035
GeneID	7035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-224 del TFPI umano (NP_001027452.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10646
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio