

Anticorpo Policlonale Coniglio Tfpt Per Wb, If/Icc, Elisa - P0C1Z6

Numero articolo: CM0024885

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TFPT di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Svolge il targeting su TFPT umano (INO80F), un componente del complesso di rimodellamento della cromatina INO80, che promuove l'apoptosi indipendente da p53. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFPT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FB1; amida; INO80F; TFPT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29844
GeneID	29844
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-253 del TFPT umano (NP_037474.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P0C1Z6
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio