


Anticorpo Policlonale Rabbit Tgf Beta 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01137

Numero articolo: CM0014547



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro TGF beta 1 umano (UniProt P01137). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce TGF beta 1 di origine umana, murine e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione TGF β , della fibrosi e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TGF beta 1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGfbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7040
GeneID	7040
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-280 di TGF beta 1 umano (NP_000651.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01137
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio