


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Il Recettore II Del Tgf Beta - P37173

Numero articolo: CM0017386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore II del TGF beta (TGFB2) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva i target umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del TGF-beta e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore II del TGF beta
Note/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; recettore II del TGF beta (TGFB2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7048
GeneID	7048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-280 del recettore II del TGF beta umano (TGFB2) (NP_003233.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P37173
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante