

Tgfb2 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P61812

Numero articolo: CM0027142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGFB2 umano, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Immunogeno ricombinante (aa 21-414). Mirati alla proproteina del fattore di crescita trasformante beta-2, una citochina multifunzionale che regola l'angiogenesi e lo sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGFB2 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7042
GeneID	7042
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-414 del TGFB2 umano (NP_003229.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P61812
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio