


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Thoc4/Alyref Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

Numero articolo: CM0009942



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-THOC4/ALYREF validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la subunità 4 del complesso THO umano, murino e di ratto, coinvolta nell'esportazione e nell'elaborazione dell'mRNA. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-THOC4/ALYREF
Note/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10189
GeneID	10189
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 158-257 di THOC4/ALYREF umano (Q86V81).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q86V81
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante