

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per La Trombossano Sintasi Per Wb, Elisa - P24557

Numero articolo: CM0015931

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la trombossano-A sintasi (TBXAS1/CYP5A1) per WB ed ELISA in campioni umani e di topo. Coinvolta nella sintesi del trombossano A2 e nell'aggregazione piastrinica. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio per la Trombossano Sintasi
Note/Alias	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, Trombossano Sintasi
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6916
ID Gene	6916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-534 della Trombossano sintasi umana (NP_001052.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P24557
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa refrigerante