

Mab Di Coniglio Anti-Timidilato Sintasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04818

Numero articolo: CM0006347



introduzione

mAb di coniglio anti-timidilato sintasi (P04818) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per la ricerca sul metabolismo nucleotidico e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-timidilato sintasi
Note/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; timidilato sintasi
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7298
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 della timidilato sintasi umana (NP_001062.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P04818
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante