


Tiam1 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13009

Numero articolo: CM0014550



introduzione

TIAM1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva TIAM1 umano e di ratto, un GEF di Rho che regola l'adesione e la migrazione cellulare attraverso la segnalazione RAC1/CDC42. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIAM1 Rabbit pAb
Note/alias	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7074
GeneID	7074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1392-1591 di TIAM1 umano (NP_003244.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q13009
Peso della proteina	178 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante