

Anticorpo Policlonale Coniglio Timm13 Per Wb, Elisa - Q9Y5L4

Numero articolo: CM0024690

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TIMM13 validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia la subunità 13 della translocasi della membrana interna per l'importazione mitocondriale (11 kDa, UniProt Q9Y5L4), una chaperone essenziale per l'importazione di proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMM13 Rabbit pAb
Note/Alias	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
Specie	Umana
Gene ID	26517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di TIMM13 umano (NP_036590.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5L4
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio