

Anticorpo Policlonale Coniglio Timmdc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

Numero articolo: CM0020436

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio TIMMDC1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al fattore di assemblaggio del complesso I mitocondriale; ideale per la ricerca sul metabolismo e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMMDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Specie	Umano
ID Gene	51300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-285 di TIMMDC1 umano (NP_057673.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPL8
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio