

Tlr2 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ihc/If, Elisa - O60603

Numero articolo: CM0015172



introduzione

TLR2 Anticorpo Policlonale Coniglio (pAb) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con TLR2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLR2 Coniglio pAb
Note/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7097
GeneID	7097
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 600-700 del TLR2 umano (NP_003255.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio