


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Tlr4 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000206

Numero articolo: CM0015266



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TLR4 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano e Topo. Mira al recettore Toll-like 4 coinvolto nelle risposte immunitarie innate a LPS e DAMPs. Adatto per la ricerca su infiammazione e infezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio TLR4
Osservazioni/Alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7099
ID Gene	7099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-228 di TLR4 umano (NP_612564.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	000206
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio