

Tm4Sf19 Coniglio Pab - Q96Dz7

Numero articolo: CM0021415

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TM4SF19 (OCTM4) per WB, IF-P, ELISA. Riconosce TM4SF19 umano e murino, una proteina di membrana lisosomiale di 22 kDa che regola la V-ATPasi e la maturazione degli osteoclasti. Adatto per la ricerca in immunologia e sulle ossa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TM4SF19 Coniglio pAb
Note/Alias	OCTM4; TM4SF19
Specie	Umano
GeneID (Umano)	116211
GeneID	116211
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di TM4SF19 umano (NP_001191827.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q96DZ7
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio