

Anticorpo Policlonale Coniglio Tm9Sf1 Per Wb E Elisa - O15321

Numero articolo: CM0025164

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TM9SF1 per WB e ELISA, specifico per TM9SF1 umano e murino, una proteina transmembrana correlata all'autofagia. Ideale per ricerche sull'autofagia e studi sulle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TM9SF1 Rabbit pAb
Note/Alias	MP70; HMP70; TM9SF1
Specie	Umana
GeneID	10548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-230 di TM9SF1 umano (NP_006396.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	O15321
Peso molecolare della proteina	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio