

Anticorpo Policlonale Coniglio Tmem165 Per Wb Ed Elisa - Q9Hc07

Numero articolo: CM0022167

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TMEM165 umano, un antiportore di cationi divalenti del Golgi. Validato per WB ed ELISA; ideale per la ricerca sui disturbi della glicosilazione e del trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TMEM165 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FT27; GDT1; CDG2K; TPARG; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55858
GeneID	55858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 172-230 di TMEM165 umano (NP_060945.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9HC07
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio