

Anticorpo Policlonale Coniglio Tmem184A Per Wb E Elisa - Q6Zmb5

Numero articolo: CM0030846

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TMEM184A, adatto per Western blot e ELISA, rileva la TMEM184A (SDMG1) umana e presenta reattività crociata con topo e ratto. Recettore dell'eparina coinvolto nel trasporto vescicolare. Ideale per studi di biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMEM184A pAb coniglio
Note/Alias	SDMG1; TMEM184A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	202915
Gene ID	202915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 324-413 della TMEM184A umana (NP_001091089.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6ZMB5
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio