

Tmem44 Rabbit Pab - Q2T9K0

Numero articolo: CM0019917

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TMEM44 convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla proteina transmembrana 44 umana, una fosfoproteina di membrana con isoforme di splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMEM44 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TMEM44
Specie	Umano
GeneID (Umano)	93109
GeneID	93109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 110-260 del TMEM44 umano (NP_001159777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q2T9K0
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio