

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmem55A Per Wb, Elisa - Q8N4L2

Numero articolo: CM0020409

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMEM55A umano (PIP4P2), una 4-fosfatasi di tipo 2 del fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato coinvolta nel metabolismo lipidico. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-TMEM55A
Note/Alias	TMEM55A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	55529
GeneID	55529
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-195 di TMEM55A umano (NP_061180.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8N4L2
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante