

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmx2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y320

Numero articolo: CM0019290



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TMX2 (Q9Y320) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Indaga il ruolo della proteina transmembrana 2 correlata alla tioredossina nella regolazione redox e nella funzione del reticolo endoplasmatico-mitocondrio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMX2 pAb di coniglio
Note/alias	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	51075
ID del gene	51075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-296 di TMX2 umano (NP_057043.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y320
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante