

Tnnt3 Rabbit Pab - P45378

Numero articolo: CM0015409

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la TNNT3 umana (troponina T del muscolo scheletrico rapido) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla contrazione muscolare e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNNT3 Rabbit pAb
Note/Alias	TNTF; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7140
ID Gene	7140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 147-256 della TNNT3 umana (NP_001036246.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P45378
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio