

Anticorpo Policlonale Coniglio Tomm34 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15785

Numero articolo: CM0028490

introduzione

pAb coniglio TOMM34 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Mira al recettore di importazione mitocondriale TOM34; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'importazione di proteine mitocondriali e sulla funzione di chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio TOMM34
Osservazioni/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10953
GeneID	10953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 del TOMM34 umano (NP_006800.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15785
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio