

Tp53Bp1 Rabbit Pab - Q12888

Numero articolo: CM0019150



introduzione

TP53BP1 Rabbit pAb validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Riconosce la proteina di riparazione del DNA 53BP1 di 214kDa, essenziale per la ricerca sulla riparazione delle rotture a doppio filamento e sulla ricombinazione di cambio di classe.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TP53BP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7158
ID Gene	7158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 895-1031 del TP53BP1 umano (NP_005648.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12888
Peso proteico	214kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio