

Tp53I11 Pab Di Coniglio - 014683

Numero articolo: CM0017246

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TP53I11 (PIG11) umano validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Progettato per la ricerca sulla segnalazione di p53 e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TP53I11 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PIG11; TP53I11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9537
GeneID	9537
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di TP53I11 umano (NP_001245249.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14683
Peso molecolare della proteina	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio