


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Traf4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Numero articolo: CM0029536



introduzione

Anticorpo policlonale anti-TRAF4 di coniglio di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva TRAF4 endogeno in campioni di origine umana, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione di EGFR, l'apoptosi e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF4 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9618
GeneID	9618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 251-470 di TRAF4 umano (NP_004286.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BUZ4
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio