


Mab Coniglio Anti Trail/Tnfsf10 - P50591

Numero articolo: CM0004811



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro TRAIL/TNFSF10 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb coniglio anti TRAIL/TNFSF10
Note / Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8743
GeneID	8743
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-281 di TRAIL/TNFSF10 umano (NP_003801.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50591
Peso proteico	12 kDa/33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio