


Anticorpo Policlonale Coniglio Trem1 Per Wb, Elisa - Q86Yw5

Numero articolo: CM0017971



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TREML1 umano (TLT-1, recettore attivabile espresso sulle cellule mieloidi-like proteina 1) validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TREML1 Coniglio pAb
Note/Alias	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dj238023.3; TREML1
Specie	Umano
Gene ID	340205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-162 di TREML1 umano (NP_835468.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q86YW5
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio