

Trim27 Coniglio Pab - P14373

Numero articolo: CM0024172

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TRIM27 validato per IHC-P ed ELISA. Riconosce TRIM27 umano, di topo e di ratto, abilitando la ricerca sui pathway di ubiquitinazione, apoptosi, immunità innata e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM27 Coniglio pAb
Note/Alias	RFP; RNF76; TRIM27
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5987
ID Gene	5987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di TRIM27 umano (NP_006501.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14373
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio