

Anticorpo Policlonale Coniglio Trim47 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ld4

Numero articolo: CM0019883

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TRIM47 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva TRIM47 endogeno in umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla via dell'ubiquitina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	TRIM47 pAb coniglio
Note/Alias	GOA; RNF100; TRIM47
Specie	Umano
GeneID (umano)	91107
GeneID	91107
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 356-530 del TRIM47 umano (NP_258411.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96LD4
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio