


Trim5 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q9C035

Numero articolo: CM0020938



introduzione

Anticorpo policlonale TRIM5 di coniglio di alta qualità convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per campioni umani e murini. Riconosce il TRIM5 endogeno (Q9C035) per la ricerca sulla restrizione retrovirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	85363
Gene ID	85363
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del TRIM5 umano (NP_149083.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9C035
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio