


Trim5 Coniglio Pab - Q9C035

Numero articolo: CM0021599



introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) TRIM5 di Coniglio validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la TRIM5 endogena in campioni umani, murini e di ratto; peso molecolare previsto ~56 kDa. Adatto per la ricerca sull'immunità innata antivirale e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	85363
GeneID	85363
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 della TRIM5 umana (NP_149083.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9C035
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio